

Ficha Técnica de Produto

Código de Produto **506711**

Mascara Facial Descartavel 5un Preto - **BigHome**

Unidade

Tipo	N/A
Peso Escorrido (kg)	0,00
Peso Liquido (kg)	0,02
Peso Bruto (kg)	0,02
Dimensões (cm)	2,00 x 19,00 x 10,00
Volume (cm3)	380,00



5609147008174

Caixa

Grupagem Venda	50,00
Dimensões (m)	0,10 x 0,19 x 0,09
Volume (m3)	0,00
Peso Bruto (kg)	1,20

Palete

Caixa p/ Camada	4
Nº Camadas	14
Caixas p/ Palete	56
Peso Bruto (kg)	0,00
Tipo de Palete	1,20 x 0,80

Características do Produto

Ingredientes Polipropileno (TNT)

Validade 24 Meses

Condições Armazenamento Local fresco e seco.

Características

Fisico-Quimicas **Capacidade Filtração (%)** >90

Condições de Utilização

Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de protecção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da COVID-19. Para mais informação, consultar <https://covid19.min-saude.pt>. A máscara descartável deverá ser manuseada de forma correcta. Seguem instruções recomendadas para o uso correcto da máscara, de acordo com a Orientação da DGS nº 019/2020, de 03/04/2020:

- Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
- Colocação da máscara cirúrgica com o lado branco (face interna) virado para a cara, e o lado com outra cor (face externa) virado para fora;
- Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
- Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;
- A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida;
- Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único;
- A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos aitchos ou elásticos;
- A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduos;
- Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização da máscara.


ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES: Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra.

Processo de fabrico

O polipropileno (TNT) composto por 3 camadas é alimentado a uma máquina em bobine que corta o material dimensões do produto. As bordas do produto são seladas através de ultrasons. São posteriormente adicionados os elásticos e o clipe nasal que também são selados através de ultrasons.

Medidas

Largura (a) - 175mm
Altura (b) - 95mm



Observações: Este dispositivo não é um dispositivo médico. Não cumpre o regulamento EU/2017/745 relativo a máscaras cirúrgicas.

BIGPORT - Comércio de Artigos para o Lar, Lda. | Rua José Martins de Castro nº160, 4510-291 Gondomar-PT



E Q U I L I B R I U M

laboratório de controlo de qualidade e de processos

Este boletim anula e substitui a versão anterior da data 10-09-2020

Boletim Analítico Nº:202014929

Versão :2.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Produtos Têxteis

Boletim Definitivo

Requisitante: BIGPORT - Comércio de Artigos para o Lar, Lda
Morada: Rua José Martins de Castro, 160 - 4510-291 São Pedro da Cova

Designação da Amostra: Máscara Adulto Descartável (diversas cores)

COLHEITA DE AMOSTRAS

Data:	31/08/2020	Colheita efectuada por:	Cliente
Hora de Colheita:	---	V/ Referência:	---
Método de Recolha:	---	Lote:	20200816 Máscara Adulto Descartável Preta
Tipo de Produto:	Manufactured by: Fujian Youran Health Material Technology Co., Ltd N0 27, Zishan Road, Zenglin community, Jinlong street, Licheng District, Quanzhou City, Fujian Province, China		

ANÁLISE

Data de Entrada: 31/08/2020	Período de Análise: 31/08/2020 a 07/09/2020	Ref. Amostra: 202014929
------------------------------------	--	--------------------------------

Descrição	Métodos	Exp. Result.	Resultados/Incerteza	Lim. lei	VMR
Bacterial filtration efficiency (BFE)	EN14683:2019+AC 2019-5.2.2	%	93.9 ±1.8%	Nível 3 ≥70%	Nível 2 ≥90%
Breathability (Diferencial pressure)	EN14683:2019+AC 2019-5.2.3	Pa/cm2	30.4 ±8.7 %	Nível 3 <40	Nível 2 <40

APRECIACÃO

Leia-se os valores LimLei e VMR, os valores definidos na Cf INfo n.009/2020, de 13/04/2020 da DGS, relativa "COVID-19:fase mitigação-uso másc. na comunidade" e CWA 17553:2020.Métodos analíticos pela EN 14683:2019+AC2019.

Após comparação, dos resultados obtidos nos ensaios realizados com os limites tabelados, a amostra analisada encontra-se CONFORME.
//

Read the values LimLei and VMR, the values defined in Cf INfo n.009 / 2020, of 04/13/2020 of the DGS PORTUGAL, relative to "COVID-19: mitigation phase-man use in the community". Analytical methods on EN 14683: 2019.

After comparing the results obtained in the tests performed with the tabulated limits, the sample analyzed is QUALIFIED.

Este Boletim Analítico refere-se apenas às amostras analisadas. Proibida a reprodução parcial deste documento.



EQUILIBRIUM

laboratório de controlo de qualidade e de processos

Este boletim anula e substitui a versão anterior da data 10-09-2020

Boletim Analítico Nº:202014929

Versão :2.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Produtos Têxteis

Boletim Definitivo

Requisitante: BIGPORT - Comércio de Artigos para o Lar, Lda

Morada: Rua José Martins de Castro, 160 - 4510-291 São Pedro da Cova

Designação da Amostra: Máscara Adulto Descartável (diversas cores)

COLHEITA DE AMOSTRAS

Data:	31/08/2020	Colheita efectuada por:	Cliente
Hora de Colheita:	---	V/ Referência:	---
Método de Recolha:	---	Lote:	20200816 Máscara Adulto Descartável Preta
Tipo de Produto:	Manufactured by: Fujian Youran Health Material Tecnology Co., Ltd N0 27, Zishan Road, Zenglin community, Jinlong street, Licheng District, Quanzhou City, Fujian Province, China		

ANÁLISE

Data de Entrada: 31/08/2020 **Período de Análise:** 31/08/2020 a 07/09/2020 **Ref. Amostra:** 202014929

Descrição	Métodos	Exp. Result.	Resultados/Incerteza	Lim. lei	VMR
-----------	---------	--------------	----------------------	----------	-----

OBSERVAÇÕES

BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY (Filtration) _EN14683:2019+AC 2019:
Condições teste: Temperatura e Humidade relativa // Test conditions: Temperature and Relative humidity: 21±5°C / 85± 5 %
Área de cada réplica/ Dimensions of the test specimens: 49cm2 (5 réplicas/ test specimens)
Superfície da amostra testada/ Side of the test specimen facing the challenge aerosol: interna / intern
Air flow rate: 28.3 l/min.
MPS 2.9
Réplica 1, Réplica 2, Réplica 3, Réplica 4, Réplica 5 (%) // Test specimen 1 ,Test specimen 2,Test specimen 3,Test specimen 4,Test specimen 5 (%)
95.0
93.7
94.7
93.3
93.0

DIFFERENCIAL PRESSURE (Breathability) _EN14683:2019+AC 2019:
Condições teste: Temperatura e Humidade relativa // Test conditions: Temperature and Relative humidity: 21±5°C / 85± 5 %
Área de cada réplica/ Dimensions of the test specimens: 4.9cm2 (5 5 réplicas/ test specimens)
Superfície da amostra testada: Teste realizado com a direcção do fluxo do interior para o exterior. Localização lateral e central. // Number and general location of the areas of the mask the differential measurements were taken: Test performed with the direction of flow from the inside to the outside. Side and central location.
Air flow rate: 8L/min
Réplica 1, Réplica 2, Réplica 3, Réplica 4, Réplica 5 //Test specimen 1, Test specimen 2, Test specimen 3, Test specimen 4, Test specimen 5 (Pa/cm2)
28.6
31.6
30.6
30.6
30.6

Este Boletim Analítico refere-se apenas às amostras analisadas. Proibida a reprodução parcial deste documento.



E Q U I L I B R I U M

laboratório de controlo de qualidade e de processos

Este boletim anula e substitui a versão anterior da data 10-09-2020

Boletim Analítico Nº:202014929

Versão :2.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Produtos Têxteis

Boletim Definitivo

Requisitante: BIGPORT - Comércio de Artigos para o Lar, Lda
Morada: Rua José Martins de Castro, 160 - 4510-291 São Pedro da Cova

Designação da Amostra: Máscara Adulto Descartável (diversas cores)

COLHEITA DE AMOSTRAS

Data:	31/08/2020	Colheita efectuada por:	Cliente
Hora de Colheita:	---	V/ Referência:	---
Método de Recolha:	---	Lote:	20200816 Máscara Adulto Descartável Preta
Tipo de Produto:	Manufactured by: Fujian Youran Health Material Tecnology Co., Ltd N0 27, Zishan Road, Zenglin community, Jinlong street, Licheng District, Quanzhou City, Fujian Province, China		

ANÁLISE

Data de Entrada: 31/08/2020	Período de Análise: 31/08/2020 a 07/09/2020	Ref. Amostra: 202014929
------------------------------------	--	--------------------------------

Descrição	Métodos	Exp. Result.	Resultados/Incerteza	Lim. lei	VMR
-----------	---------	--------------	----------------------	----------	-----



Este Boletim Analítico refere-se apenas às amostras analisadas. Proibida a reprodução parcial deste documento.



E Q U I L I B R I U M

laboratório de controlo de qualidade e de processos

Este boletim anula e substitui a versão anterior da data 10-09-2020

Boletim Analítico Nº:202014929

Versão :2.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Produtos Têxteis

Boletim Definitivo

Requisitante: BIGPORT - Comércio de Artigos para o Lar, Lda
Morada: Rua José Martins de Castro, 160 - 4510-291 São Pedro da Cova

Designação da Amostra: Máscara Adulto Descartável (diversas cores)

COLHEITA DE AMOSTRAS

Data:	31/08/2020	Colheita efectuada por:	Cliente
Hora de Colheita:	---	V/ Referência:	---
Método de Recolha:	---	Lote:	20200816 Máscara Adulto Descartável Preta
Tipo de Produto:	Manufactured by: Fujian Youran Health Material Tecnology Co., Ltd N0 27, Zishan Road, Zenglin community, Jinlong street, Licheng District, Quanzhou City, Fujian Province, China		

ANÁLISE

Data de Entrada: 31/08/2020	Período de Análise: 31/08/2020 a 07/09/2020	Ref. Amostra: 202014929
------------------------------------	--	--------------------------------

Descrição	Métodos	Exp. Result.	Resultados/Incerteza	Lim. lei	VMR
-----------	---------	--------------	----------------------	----------	-----

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater; ISO: Internacional Standard Organization; AFNOR: Association Francaise de Normalisation; LAE: L'Analyse des Eaux, Rodier 8e Édition; EN: Norma Europeia; DIN: Deutsches Institut fur Normung; EPA: Environmental Protection Agency; ASTM: American Society for Testing and Materials; MI: Método Interno; N/A: Não aplicável; LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; UFC: Unidades formadoras de colónias; VMR: Valor máximo recomendado; VMA: Valor máximo admissível; VP: Valor Paramétrico; Nos resultados obtidos por cálculo com base em resultados individuais, serão contabilizadas as parcelas quantificáveis desprezando as parcelas <LQ. Se todas as parcelas forem <LQ, o valor emitido será o LQ do método. O resultado pode ser apresentado com Medida de Incerteza Expandida, do Ensaio (não contemplando a da amostragem), a um nível de confiança de 95%, k=2, quando esta aparece associada ao resultado. O laboratório não contabiliza a incerteza no método na declaração de conformidade. A apresentação do resultado como \leq ao LQ corresponde à faixa de guarda associada à incerteza do método. Os dados fornecidos pelo cliente são da sua responsabilidade (descritos no campo: "Colheitas" e "Designação Amostras"). Os resultados aplicam-se à amostra conforme recepcionada/Results apply to the sample as received.

EMISSÃO

Matosinhos, 23 de setembro de 2020

O Director do Laboratório

Maria Cristina Antão, Dra.

(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Este Boletim Analítico refere-se apenas às amostras analisadas. Proibida a reprodução parcial deste documento.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Características da Amostra no âmbito do COVID-19



BIGPORT, COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR, LDA

Rua José Martins de Castro, 160

4510-291 São Pedro da Cova, Portugal



Máscara Adulto Descartável (preta)

NÍVEL 2 | USO ÚNICO

BOLETIM ANALÍTICO: N.º202014929 de
10/09/2020

Declara-se para os devidos efeitos que a empresa acima identificada realizou as determinações analíticas no âmbito do COVID-19, ao abrigo do documento publicado pela Direcção Geral de Saúde, Infarmed, ASAE e IPQ, a 14/04/2020, "Máscaras destinadas à utilização no âmbito do COVID-19 - Especificações Técnicas" e especificações de análise do CWA 17553:2020, no Laboratório EQUILIBRIUM.

Os resultados dos ensaios de Eficácia de Filtração Bacteriana e Respirabilidade encontram-se dentro dos requisitos analíticos no âmbito do COVID-19 para o nível 2, uso único.

Para efeitos de análise laboratorial, avaliação e emissão da apreciação com símbolo COVID-19, a empresa identificada declarou que a amostra recepcionada no laboratório, com a denominação de venda/referência/lote de produção analisada corresponde às características do produto a ser comercializado.

Compete à empresa responsabilizar-se pela veracidade/correspondência da amostra a ser comercializada com a amostra enviada ao Laboratório EQUILIBRIUM, estando responsável pela manutenção das características analisadas nas produções subsequentes. Em caso de alterações não está autorizado a utilizar o símbolo COVID-19 EQUILIBRIUM.

Este artigo têxtil tem o propósito de servir como proteção complementar às medidas de distanciamento social no âmbito do controlo da COVID-19. Não poderá ser utilizado por profissionais de saúde no exercício das suas funções, não sendo um dispositivo médico ou EPI (não cumprem os regulamentos máscaras cirúrgicas Reg. EU/2017/745 ou Reg. EPI EU/2016/425).

Matosinhos, 17 de Setembro de 2020

Director do Laboratório, Msc Cristina Antão